

# X-CR Dental Reader Plus

Technische Spezifikationen



<b>Speicherfolien-Größen</b>	0 (22 mm × 31 mm) 1 (24 mm × 40 mm) 2 (31 mm × 41 mm) 3 (27 mm × 54 mm) 4c (48 mm × 54 mm) 4 (54 mm × 76 mm)
<b>Pixelmatrix</b>	628 × 885 px 685 × 1.143 px 886 × 1.171 px 771 × 1.542 px 1.370 × 1.542 px 2.170 × 1.542 px
<b>Pixelgröße</b>	35 µm
<b>Pixelabstand Abtastung</b>	21 LP/mm
<b>Auslesezeit</b>	4,1–25 s
<b>Graustufen</b>	Datenerfassung: 16 Bit/Pixel, 65.000 Grautöne
<b>Löschfunktion</b>	Integriert
<b>Abmessungen (B × H × T)</b>	124 mm × 268 mm × 351 mm
<b>Gewicht</b>	5,4 kg
<b>Systemkonfiguration</b>	Tisch
<b>Schnittstelle</b>	USB 2,0 High-Speed (480 Mbps)
<b>Mindestanforderungen Computer-Arbeitsplatz</b>	Intel Dual Core 2 Processor 2 GB RAM 80 GB freier Speicherplatz Windows 7 / 8 (32-bit & 64-bit)
<b>Leistungsbedarf</b>	100–240 V / 50–60 Hz, 30 W, USV erforderlich
<b>Umgebungsbedingungen</b>	<b>Betrieb</b> Temperatur: 15 °C bis 30 °C Temperaturschwankungen: 0,5 °C/Min. Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 95 % RH Magnetfeld: Max. 1.260 µT